



Product description

Order number	95.2093
Descrição do artigo	Filme, livre de Dnase/Rnase, transparente, perfurável, campo de aplicação: -80 - 120 °C

Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Proteção contra a luz	não
Indicada para qPCR	não
Temperatura mínima	-80 °C
Temperatura máxima	120 °C

Size

Largura do produto	75 mm
Comprimento do produto	118 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20

Unidades por caixa interna 20

Unidades por caixa 240

Unidades por palete 240

Volume da embalagem 0.0142 cbm

externa

Peso do produto 0.012 kg

Peso da embalagem externa 3 kg

EAN da caixa interna 4038917335706

EAN da embalagem externa 4038917335690

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

