



Descrição do Produto

Número de pedido 95.2093
Descrição do artigo Filme, livre de Dnase/Rnase, transparente, perfurável, campo de aplicação: -80 - 120 °C

Características do produto

Tipo de fechamento filme
Proteção contra a luz não
Indicada para qPCR não
Temperatura mínima -80 °C
Temperatura máxima 120 °C

Dimensões

Largura do produto 75 mm
Comprimento do produto 118 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase

Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 20

Unidades por caixa interna 20

Unidades por caixa 240

Volume da embalagem 0.0142 cbm

externa

Peso do produto 0.012 kg

Peso da embalagem externa 3 kg

EAN da caixa interna 4038917335706

EAN da embalagem externa 4038917335690

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

