



Product description

Order number	86.1197
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 2 l, (CxL): 300 x 200 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 100 unid./dador

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Largura do produto	200 mm
Comprimento do produto	300 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	dador
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	63000
Profundidade da caixa interna	73 mm
Largura da caixa interna	73 mm
Altura da caixa interna	211 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	165 mm
Volume da embalagem externa	0.0162 cbm
Peso do produto	0.0056 kg
Peso da embalagem externa	6.1 kg
EAN da caixa interna	4038917085717
EAN da embalagem externa	4038917004343

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

