



Product description

Order number	86.1197
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 2 l, (CxL): 300 x 200 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 100 unid./dador

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Largura do produto	200 mm
Comprimento do produto	300 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Isento de látex sim
Ficha de dados de segurança não
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior dador
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 63000
Profundidade da caixa interna 73 mm
Largura da caixa interna 73 mm
Altura da caixa interna 211 mm
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 253 mm
externa
Altura da embalagem externa 165 mm
Volume da embalagem 0.0162 cbm
externa
Peso do produto 0.0056 kg
Peso da embalagem externa 6.1 kg
EAN da caixa interna 4038917085717
EAN da embalagem externa 4038917004343

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

