



### **Product description**

Order number	86.1199
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 24 l, (CxL): 780 x 400 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

### **Size**

Largura do produto	400 mm
Comprimento do produto	780 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	16500
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0182 cbm
Peso do produto	0.0271 kg
Peso da embalagem externa	7.05 kg
EAN da caixa interna	4038917085731
EAN da embalagem externa	4038917004367

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

