



Product description

Order number	86.1204
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 80 l, (CxL): 1.120 x 700 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Largura do produto	700 mm
Comprimento do produto	1.120.00 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Bolsa para eliminação, 80 l, (CxL): 1.120 x 700 mm, PP, transparente, sem impressão

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Isento de látex sim
Ficha de dados de segurança não
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 150
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 150
Unidades por palete 3600
Profundidade da embalagem 378 mm
externa
Largura da embalagem 122 mm
externa
Altura da embalagem externa 810 mm
Volume da embalagem 0.0374 cbm
externa
Peso do produto 0.0715 kg
Peso da embalagem externa 11.3 kg
EAN da caixa interna 4038917085786
EAN da embalagem externa 4038917004411

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT