



Descrição do Produto

Número de pedido	86.1562.050
Descrição do artigo	Alça de inoculação, volume de admissão: 10 µl, material: PS, azul, estéril, 48 unid./embalagem com envoltório descartável

Dimensões

Largura do produto	6 mm
Comprimento do produto	200 mm

Materiais e cores

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	azul

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	embalagem com envoltório descartável
Unidades por caixa interna	960
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	253440
Profundidade da caixa interna	216 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	101 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0,0092 cbm
Peso do produto	0,0011 kg
Peso da embalagem externa	2,58 kg
EAN da caixa interna	4038917130882
EAN da embalagem externa	4038917073127

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

