



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	86.1568.050
Descrição do artigo	Agulha de inoculação, material: PS, laranja, estéril, 50 unid./embalagem com envoltório descartável

### **Dimensões**

Largura do produto	4 mm
Comprimento do produto	197 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	laranja

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	embalagem com envoltório descartável
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	264000
Profundidade da caixa interna	216 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	101 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0,0092 cbm
Peso do produto	0,0012 kg
Peso da embalagem externa	2,79 kg
EAN da caixa interna	4038917130974
EAN da embalagem externa	4038917023542

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

