



Descrição do Produto

Número de pedido	86.1569.001
Descrição do artigo	Espátula de inoculação, material: PS, azul, Para despejar as placas de uma suspensão bacteriana, estéril, 1 unid./pacote

Características do produto

Exemplo de utilização	Para despejar as placas de uma suspensão bacteriana
-----------------------	---

Dimensões

Largura do produto	40 mm
Comprimento do produto	185 mm

Materiais e cores

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	azul

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	32000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0,0255 cbm
Peso do produto	0,0021 kg
Peso da embalagem externa	3,03 kg
EAN da caixa interna	4038917130981
EAN da embalagem externa	4038917023559

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

