



### **Product description**

Order number	86.1569.005
Descrição do artigo	Espátula de inoculação, material: PS, azul, Para despejar as placas de uma suspensão bacteriana, estéril, 4 unid./blister

### **Product characteristics**

Exemplo de utilização	Para despejar as placas de uma suspensão bacteriana
-----------------------	---

### **Size**

Largura do produto	40 mm
Comprimento do produto	185 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	azul

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	33000
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0182 cbm
Peso do produto	0.002 kg
Peso da embalagem externa	1.7 kg
EAN da caixa interna	4038917130998
EAN da embalagem externa	4038917023566

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

