



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 67.758.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição do artigo | Cubeta UV, volume de trabalho máx.: 2,7 ml, material: plástico especial, transparente, (AxL): 45 x 12,5 mm, lados óticos: 2, adequado para utilização a partir de 220 nm, espessura da camada: 10 mm, altura central: 8,5 mm, classificado por número de cavidades, livre de ADN/RNase/proteína, 100 unid./recipiente de isopor |

### Product characteristics

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de fechamento            | tampa de pressão                            |
| Campo de aplicação            | adequado para utilização a partir de 220 nm |
| Volume de trabalho            | 50 µl - 2,7 ml                              |
| Quantidade de lados óticos    | 2                                           |
| Espessura da camada           | 10 mm                                       |
| Altura central                | 8.5 mm                                      |
| Comprimento de onda na cubeta | 220 nm                                      |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Size**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Volume máximo      | 3.2 ml  |
| Largura do produto | 12.5 mm |
| Altura do produto  | 45 mm   |

**Material & colours**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material do produto    | plástico especial                |
| Cor do produto         | transparente                     |
| Material de fechamento | Low Density Polyethylene (LD-PE) |
| Cor da tampa           | vermelha                         |

**Purity & certification**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Padrão de pureza     | livre de ADN/RNase/proteína       |
| Em lotes             | sim                               |

**Packaging**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 400                  |
| Tipo de embalagem interior        | recipiente de isopor |
| Unidades por caixa interna        | 100                  |
| Unidades por caixa                | 400                  |
| Unidades por palete               | 31200                |
| Profundidade da caixa interna     | 222 mm               |
| Largura da caixa interna          | 202 mm               |
| Altura da caixa interna           | 56 mm                |
| Profundidade da embalagem externa | 418 mm               |
| Largura da embalagem externa      | 278 mm               |
| Altura da embalagem externa       | 130 mm               |
| Volume da embalagem externa       | 0.0151 cbm           |
| Peso do produto                   | 0.0019 kg            |
| Peso da embalagem externa         | 1.46 kg              |
| EAN da caixa interna              | 4038917120319        |
| EAN da embalagem externa          | 4038917071055        |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

