



### **Product description**

Order number	82.1194.500
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 60 x 15 mm, material: PS, transparente, com saliências de ventilação, estéril, 20 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

### **Size**

Volume máximo	30 ml
Diâmetro	60 mm
Altura do produto	15 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	317 mm
Largura da embalagem externa	317 mm
Altura da embalagem externa	365 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0074 kg
Peso da embalagem externa	4.49 kg
EAN da caixa interna	4038917347891
EAN da embalagem externa	4038917347884

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

