



### **Product description**

Order number	82.1472
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, sem saliências de ventilação, 20 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	não

### **Size**

Volume máximo	80 ml
Diâmetro	92 mm
Altura do produto	16 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	480
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	480
Unidades por palete	9600
Profundidade da embalagem externa	584 mm
Largura da embalagem externa	387 mm
Altura da embalagem externa	360 mm
Volume da embalagem externa	0.0814 cbm
Peso do produto	0.0168 kg
Peso da embalagem externa	9.18 kg
EAN da caixa interna	4038917086721
EAN da embalagem externa	4038917005258

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

