



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 82.1473.001 |
| Descrição do artigo | Placa de Petri, (ØxA): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, com saliências de ventilação, estéril, 20 unid./pacote de tubo flexível |

Product characteristics

| | |
|-------------------------|-------|
| Temperatura mínima | 0 °C |
| Temperatura máxima | 80 °C |
| Saliência de ventilação | sim |

Size

| | |
|-------------------|-------|
| Volume máximo | 80 ml |
| Diâmetro | 92 mm |
| Altura do produto | 16 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto | transparente |

Purity & certification

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Isento de látex | sim |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Radiação gama |
| Ficha de dados de segurança | não |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 480 |
| Tipo de embalagem interior | pacote de tubo flexível |
| Unidades por caixa interna | 480 |
| Unidades por caixa | 480 |
| Unidades por palete | 9600 |
| Profundidade da embalagem externa | 584 mm |
| Largura da embalagem externa | 387 mm |
| Altura da embalagem externa | 360 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0814 cbm |
| Peso do produto | 0.016 kg |
| Peso da embalagem externa | 8.79 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917129329 |
| EAN da embalagem externa | 4038917022125 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

