


Product Specification Placa de Petri, 100 x 100 x 20 mm, transparente, sem saliências de ventilação

Page 1



Product description

Order number 82.9923.422

Descrição do artigo Placa de Petri, (CxLxA): 100 x 100 x 20 mm, material: PS,

transparente, sem saliências de ventilação, estéril, 4

unid./pacote

Product characteristics

Temperatura mínima 0 °C
Temperatura máxima 80 °C
Saliência de ventilação não

Size

Volume máximo 175 ml
Largura do produto 100 mm
Altura do produto 20 mm
Comprimento do produto 100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Product Specification Placa de Petri, 100 x 100 x 20 mm, transparente, sem saliências de ventilação

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Isento de látex sim
Padrão de pureza estéril

Esterilização Radiação gama

Ficha de dados de segurança não Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 160

Tipo de embalaje interior pacote

Unidades por caixa interna 4

Unidades por caixa 160 Unidades por palete 4800 Profundidade da embalagem 608 mm

externa

Largura da embalagem 324 mm

externa

Altura da embalagem externa 264 mm Volume da embalagem 0.052 cbm

externa

Peso do produto 0.0343 kg Peso da embalagem externa 6.35 kg

EAN da caixa interna 4038917154178 EAN da embalagem externa 4038917027854

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.