



### Product description

Order number	80.1363
Descrição do artigo	Cotonetes de esfregaço, com tubo incluso, Meio de transporte Amies gel, (CxØ): 175 x 12 mm, material da barra: alumínio, comprimento da barra: 133 mm, material do toalhete: viscose, estéril, 1 unid./blister

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	com tubo incluso
Tipo de meio	Meio de transporte Amies gel

### Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	175 mm
Comprimento com tampa	175 mm
Comprimento sem tampa	155 mm
Comprimento com tampa e barra	164 mm
Comprimento da barra	133 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material do tampão	viscose
Material da barra	alumínio

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Ficha de dados de segurança	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	11500
Profundidade da embalagem externa	520 mm
Largura da embalagem externa	450 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.0515 cbm
Peso do produto	0.0111 kg
Peso da embalagem externa	6.5 kg
EAN da caixa interna	4038917086349
EAN da embalagem externa	4038917004909

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

