



**Product description**

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 65.713.004                                                                                          |
| Descrição do artigo | Insertos de codificação, amarela, PP, adequado para<br>tampas de rosca 65.712.xxx, 500 unid./pacote |

**Product characteristics**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Indicado para | tampas de rosca 65.712.xxx |
|---------------|----------------------------|

**Material & colours**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto      | amarela            |

**Purity & certification**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Em lotes             | sim                               |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Packaging**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido          | 5000          |
| Tipo de embalaje interior            | pacote        |
| Unidades por caixa interna           | 500           |
| Unidades por caixa                   | 5000          |
| Unidades por palete                  | 1620000       |
| Profundidade da embalagem<br>externa | 268 mm        |
| Largura da embalagem<br>externa      | 191 mm        |
| Altura da embalagem externa          | 100 mm        |
| Volume da embalagem<br>externa       | 0.0051 cbm    |
| Peso do produto                      | 0.0001 kg     |
| Peso da embalagem externa            | 0.65 kg       |
| EAN da caixa interna                 | 4038917118439 |
| EAN da embalagem externa             | 4038917016100 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

