



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	72.609.300
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa

### **Características do produto**

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Dimensões**

Diâmetro	10,8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências IATA  
Produto segundo MPG ou IVD Produtos para diagnóstico in vitro  
Certificação CE CE  
Número de lote ou de série sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 500  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 180000  
Volume da embalagem 0,0492 cbm  
externa  
Peso do produto 0,0012 kg  
Peso da embalagem externa 6,83 kg  
EAN da caixa interna 4038917434287  
EAN da embalagem externa 4038917434270

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

