

Product Specification Microtubo com tampa de rosca, 2 ml

Page 1



Product description

Order number 72.609.601

Descrição do artigo Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml,

fundo cônico com base plana, com recartilhado,

transparente, sem tampa, com campo de escrita impresso,

com escala, 250 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão com impressão

Cor impressão/rótulo branca Graduação sim Ranhura sim

Forma do fundo fundo cônico com base plana

Volume de trabalho 2 ml

Centrifugação máxima (RCF) 20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







Product Specification Microtubo com tampa de rosca, 2 ml

Size

Diâmetro 10.8 mm Comprimento do produto 44 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE Em lotes sim

Packaging

Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 4640 mm

externa

Largura da embalagem 4130 mm

externa

Altura da embalagem externa 2570 mm Volume da embalagem 0.049 cbm

externa

Peso do produto 0.0014 kg Peso da embalagem externa 6.98 kg

EAN da caixa interna 4038917795357 EAN da embalagem externa 4038917795364

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

