



Product description

Order number	72.609.711
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, estéril, 500 unid./bolsa dupla

Product characteristics

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2500
Tipo de embalagem interior	bolsa dupla
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	130000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0305 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	3.65 kg
EAN da caixa interna	4038917114608
EAN da embalagem externa	4038917043816

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

