



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 72.692.005                                                                                                                                                       |
| Descrição do artigo | Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 1,5 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote |

### Product characteristics

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Graduação                  | não                   |
| Tampa                      | tampa de rosca padrão |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca        |
| Ranhura                    | sim                   |
| Forma do fundo             | fundo cônico          |
| Volume de trabalho         | 1,5 ml                |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g             |

### Size

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 10.8 mm |
| Comprimento do produto | 44 mm   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                         |
| Cor do produto         | transparente                               |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP)                         |
| Cor da tampa           | natural                                    |
| Material do O-ring     | Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) |

### **Purity & certification**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA                     |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Padrão de pureza          | estéril                  |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes                  | sim                      |

### **Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000          |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 100           |
| Unidades por caixa                | 1000          |
| Unidades por palete               | 96000         |
| Profundidade da embalagem externa | 348 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 278 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 140 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0135 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0014 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 1.69 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917116763 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917015295 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

