



### Descrição do Produto

Número de pedido	72.693
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa incluída, 500 unid./pacote

### Características do produto

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### Dimensões

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	8.17 kg
EAN da caixa interna	4038917083454
EAN da embalagem externa	4038917002370

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

