



### Product description

Order number	72.694.305
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### **Packaging**

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	108000
Profundidade da embalagem externa	351 mm
Largura da embalagem externa	280 mm
Altura da embalagem externa	138 mm
Volume da embalagem externa	0.0136 cbm
Peso da embalagem externa	1.82 kg
EAN da caixa interna	4038917926300
EAN da embalagem externa	4038917926317

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

