



Product description

Order number	72.694.396
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: cores variadas, tampa montada, com campo de escrita impresso, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	cores variadas
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	108000
Profundidade da embalagem externa	351 mm
Largura da embalagem externa	280 mm
Altura da embalagem externa	138 mm
Volume da embalagem externa	0.0136 cbm
Peso da embalagem externa	1.82 kg
EAN da caixa interna	4038917926690
EAN da embalagem externa	4038917926706

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

