



Product description

Order number	72.694.700
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa montada, com campo de escrita impresso, com escala, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 100 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Microtubo com tampa de rosca, 2 ml, PCR
Performance Tested, DNA Low Binding

Page 2

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	110000
Profundidade da caixa interna	211 mm
Largura da caixa interna	191 mm
Altura da caixa interna	141 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0142 cbm
Peso do produto	0.0016 kg
Peso da embalagem externa	2.11 kg
EAN da caixa interna	4038917393447

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microtubo com tampa de rosca, 2 ml, PCR
Performance Tested, DNA Low Binding

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917393430

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT