



Descrição do Produto

Número de pedido	72.703.700
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 1,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa montada, com campo de escrita impresso, com escala, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 100 unid./pacote

Características do produto

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Microtubo com tampa de rosca, 1.5 ml, PCR
Performance Tested, DNA Low Binding

Página 2

Dimensões

Diâmetro 10,8 mm
Comprimento do produto 44 mm

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material da tampa Polypropylene (PP)
Cor da tampa natural
Material do O-ring Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA
Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 110000
Profundidade da caixa interna 211 mm
Largura da caixa interna 191 mm
Altura da caixa interna 141 mm
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 223 mm
externa
Altura da embalagem externa 160 mm
Volume da embalagem 0,0142 cbm
externa
Peso do produto 0,0016 kg
Peso da embalagem externa 2,17 kg
EAN da caixa interna 4038917393232

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Microtubo com tampa de rosca, 1.5 ml, PCR
Performance Tested, DNA Low Binding

Página 3

EAN da embalagem externa 4038917393225

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT