

Product Specification Microtubo com tampa de rosca, 0,5 ml, Biosphere® plus

Page 1



Product description

Order number 72.730.217

Descrição do artigo Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml,

fundo cônico com base plana, com recartilhado,

transparente, tampa: natural, tampa acoplada, com campo de escrita impresso, com escala, Biosphere® plus, 25

unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão com impressão

Cor impressão/rótulo branca Graduação sim

Tampa tampa com anel

Ranhura sim

Forma do fundo fundo cônico com base plana

Volume de trabalho 0,5 ml Centrifugação máxima (RCF) 20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Page 2



Size

Diâmetro 10.8 mm Comprimento do produto 44 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Material de fechamento Polypropylene (PP)

Cor da tampa natural

Material do O-ring Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE

Padrão de pureza Biosphere® plus Esterilização Esterilização a gás

Isenção de pirogênio sim Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500 Tipo de embalaje interior pacote Unidades por caixa interna 250 Unidades por caixa 500 Unidades por palete 55000 Profundidade da caixa interna 211 mm Largura da caixa interna 191 mm Altura da caixa interna 141 mm Profundidade da embalagem 398 mm

externa

Largura da embalagem 223 mm

externa

Altura da embalagem externa 160 mm Volume da embalagem 0.0142 cbm

externa

Peso do produto 0.0016 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Microtubo com tampa de rosca, 0,5 ml, Biosphere® plus

Page 3

Peso da embalagem externa 1.39 kg

EAN da caixa interna 4038917224017 EAN da embalagem externa 4038917224000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

