



### **Product description**

Order number	72.730.308
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, castanho, tampa: castanho, tampa incluída, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	castanho
Material de fechamento	Polipropileno (PP)
Cor da tampa	castanho
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Em lotes	sim

### **Packaging**

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microtubo com tampa de rosca, 0,5 ml**

**Page 2**

Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso da embalagem externa	8.23 kg
EAN da caixa interna	4038917994408
EAN da embalagem externa	4038917994415

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2026-03-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**