



### Product description

Order number	72.730.309
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, com campo de escrita impresso, 250 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Em lotes	sim

### Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microtubo com tampa de rosca, 0,5 ml**

**Page 2**

Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso da embalagem externa	6.62 kg
EAN da caixa interna	4038917994484
EAN da embalagem externa	4038917994491

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-05-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**