



Product description

Order number	72.785.005
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, transparente, tampa: natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	não
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	1.81 kg
EAN da caixa interna	4038917120692
EAN da embalagem externa	4038917077682

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

