



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 72.690.007 |
| Descrição do artigo | Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, violeta, tampa: violeta, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|----------------|
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa com anel |
| Volume de trabalho | 1,5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g |

Size

| | |
|------------------------|---------|
| Diâmetro | 10.8 mm |
| Comprimento do produto | 39 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | violeta |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP) |
| Cor da tampa | violeta |

Purity & certification

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 5000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 500 |
| Unidades por caixa | 5000 |
| Unidades por palete | 150000 |
| Profundidade da embalagem externa | 398 mm |
| Largura da embalagem externa | 398 mm |
| Altura da embalagem externa | 300 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0475 cbm |
| Peso do produto | 0.001 kg |
| Peso da embalagem externa | 5.69 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917161671 |
| EAN da embalagem externa | 4038917015196 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

