



Descrição do Produto

Número de pedido	72.690.378
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, amarela, tampa: amarela, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote

Características do produto

Graduação	sim
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Dimensões

Volume nominal	1.5 ml
Comprimento do produto	39 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	amarela

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	160000
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	5.6 kg
EAN da caixa interna	4038917369534
EAN da embalagem externa	4038917369527

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

