



Product description

Order number	72.690.999
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, cores variadas, tampa: cores variadas, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa com anel
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume nominal	1.5 ml
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	cores variadas
Cor da tampa	cores variadas

Purity & certification

Em lotes	sim
----------	-----

Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1200
Unidades por caixa	6000
Profundidade da embalagem externa	498 mm
Largura da embalagem externa	177 mm
Altura da embalagem externa	377 mm
Volume da embalagem externa	0.0332 cbm
Peso da embalagem externa	8.21 kg
EAN da caixa interna	4038917964920
EAN da embalagem externa	4038917964937

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

