



Product Specification
Recipiente de reação SafeSeal, 2 ml, PP,
Biosphere® plus

Page 1



Product description

Order number	72.695.200
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 2 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, Biosphere® plus, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	25000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de reação SafeSeal, 2 ml, PP,
Biosphere® plus

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	72000
Profundidade da caixa interna	201 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	126 mm
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	0.94 kg
EAN da caixa interna	4038917117944
EAN da embalagem externa	4038917054256

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT