




Product Specification
**Recipiente de reação SafeSeal, 0,5 ml, PP,
Biosphere® plus**

Page 1



Product description

Order number	72.704.200
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 0,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, Biosphere® plus, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	30000 x g

Size

Diâmetro	7.8 mm
Comprimento do produto	30 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de reação SafeSeal, 0,5 ml, PP,
Biosphere® plus

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	82500
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	97 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0092 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	0.62 kg
EAN da caixa interna	4038917235129
EAN da embalagem externa	4038917235112

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

