



### **Product description**

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 72.706.004                                                                                                                                                                                        |
| Descrição do artigo | Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, amarela, tampa: amarela, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 250 unid./pacote |

### **Product characteristics**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Graduação                  | sim               |
| Tampa                      | tampa de SafeSeal |
| Volume de trabalho         | 1,5 ml            |
| Centrifugação máxima (RCF) | 30000 x g         |

### **Size**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 10.8 mm |
| Comprimento do produto | 39 mm   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto         | amarela            |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP) |
| Cor da tampa           | amarela            |

### **Purity & certification**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Em lotes             | sim                      |

### **Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 2000          |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 1000          |
| Unidades por caixa                | 2000          |
| Unidades por palete               | 100000        |
| Profundidade da caixa interna     | 301 mm        |
| Largura da caixa interna          | 221 mm        |
| Altura da caixa interna           | 161 mm        |
| Profundidade da embalagem externa | 458 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 313 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 180 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0258 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.001 kg      |
| Peso da embalagem externa         | 2.96 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917118248 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917078146 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

