



Product description

Order number	65.3716
Descrição do artigo	Tampa de rosca, natural, adequado para microtubo com tampa de rosca, para enchimento automático de microtubos e utilização direta nos analisadores, 500 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	microtubo com tampa de rosca

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)
Material da membrana	borracha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tampa de rosca, natural, adequado para
microtubo com tampa de rosca**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	648000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0004 kg
Peso da embalagem externa	0.95 kg
EAN da caixa interna	4038917160193
EAN da embalagem externa	4038917160186

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT