



### Product description

Order number 95.1992  
Descrição do artigo Filme PCR, para Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992), livre de Dnase/Rnase, transparente, adequado para qPCR, autoadesivo, campo de aplicação: -80 - 120 °C, 100 unid./caixa

### Product characteristics

Tipo de fechamento filme  
Proteção contra a luz não  
Indicado para Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992)  
Indicada para qPCR sim  
Temperatura mínima -80 °C  
Temperatura máxima 120 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 100  
Tipo de embalagem interior caixa  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 90000  
Profundidade da caixa interna 90 mm  
Largura da caixa interna 46 mm  
Altura da caixa interna 170 mm  
Profundidade da embalagem externa 380 mm  
Largura da embalagem externa 380 mm  
Altura da embalagem externa 380 mm  
Volume da embalagem externa 0.0549 cbm  
Peso do produto 0.0036 kg  
Peso da embalagem externa 20 kg  
EAN da caixa interna 4038917940078  
EAN da embalagem externa 4038917940085

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

