



Product description

Order number 95.1992
Descrição do artigo Filme PCR, para Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992), livre de Dnase/Rnase, transparente, adequado para qPCR, autoadesivo, campo de aplicação: -80 - 120 °C, 100 unid./caixa

Product characteristics

Tipo de fechamento filme
Proteção contra a luz não
Indicado para Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992)
Indicada para qPCR sim
Temperatura mínima -80 °C
Temperatura máxima 120 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior caixa
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 90000
Profundidade da caixa interna 90 mm
Largura da caixa interna 46 mm
Altura da caixa interna 170 mm
Profundidade da embalagem externa 380 mm
Largura da embalagem externa 380 mm
Altura da embalagem externa 380 mm
Volume da embalagem externa 0.0549 cbm
Peso do produto 0.0036 kg
Peso da embalagem externa 20 kg
EAN da caixa interna 4038917940078
EAN da embalagem externa 4038917940085

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

