




Product description

Order number	65.1998.400
Descrição do artigo	Cadeia de tampas PCR, para Placas PCR (REF 72.1979.102/.132, 72.1982.202), PCR Performance Tested, material: PP, transparente, tampa plana, adequado para qPCR, 12 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Placas PCR (REF 72.1979.102/.132, 72.1982.202)
Indicada para qPCR	sim
Quantidade de poços	8
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Largura do produto	7.4 mm
Comprimento do produto	80.5 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1200
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	300
Unidades por caixa	1200
Unidades por palete	151200
Profundidade da embalagem externa	355 mm
Largura da embalagem externa	255 mm
Altura da embalagem externa	123 mm
Volume da embalagem externa	0.0111 cbm
Peso do produto	0.0004 kg
Peso da embalagem externa	0.69 kg
EAN da caixa interna	4038917336369
EAN da embalagem externa	4038917336352

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

