




Especificação do produto

Placa PCR meio rebordo, 96 poço, transparente, Perfil Alto, 200 µl, PCR Performance Tested, PP

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	72.1979.003
Descrição do artigo	Placa PCR meio rebordo, 96 poço, com etiqueta de papel, código de barras, transparente, Perfil Alto, 200 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unid./pacote com minialça

Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	meio rebordo
High profile ou Low profile	Perfil Alto
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	10 µl - 200 µl
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-11-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Dimensões

Volume nominal	0.2 ml
Volume máximo	200 µl
Diâmetro	4.95 mm
Largura do produto	86 mm
Altura do produto	19.33 mm
Comprimento do produto	126.1 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	5600
Profundidade da caixa interna	270 mm
Largura da caixa interna	230 mm
Altura da caixa interna	131 mm
Profundidade da embalagem externa	282 mm
Largura da embalagem externa	280 mm
Altura da embalagem externa	247 mm
Volume da embalagem externa	0.0195 cbm
Peso do produto	0.0167 kg
Peso da embalagem externa	2.29 kg
EAN da caixa interna	4038917570855
EAN da embalagem externa	4038917570848

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

