




## Product Specification

**Placa PCR margem completo, 96 poço,  
transparente, Perfil baixo, 100 µl, DNA Low  
Binding, PCR Performance Tested, PP**

**Page 1**



### Product description

Order number	72.1980.700
Descrição do artigo	Placa PCR margem completo, 96 poço, transparente, Perfil baixo, 100 µl, DNA Low Binding, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unid./pacote com mini-alça

### Product characteristics

Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	margem completo
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	5 µl - 100 µl
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-05-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Placa PCR margem completo, 96 poço,  
transparente, Perfil baixo, 100 µl, DNA Low  
Binding, PCR Performance Tested, PP**

**Page 2**

### Size

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Diâmetro	5.5 mm
Largura do produto	85.5 mm
Altura do produto	15.5 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote com mini-alça
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	5600
Profundidade da caixa interna	270 mm
Largura da caixa interna	230 mm
Altura da caixa interna	131 mm
Profundidade da embalagem externa	282 mm
Largura da embalagem externa	280 mm
Altura da embalagem externa	247 mm
Volume da embalagem externa	0.0195 cbm
Peso do produto	0.0172 kg
Peso da embalagem externa	2.34 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-05-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Placa PCR margem completo, 96 poço,  
transparente, Perfil baixo, 100 µl, DNA Low  
Binding, PCR Performance Tested, PP**

**Page 3**

EAN da caixa interna            4038917574679  
EAN da embalagem externa    4038917574662

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-05-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**