



## Especificação do produto

Placa PCR meio rebordo, 96 poço, transparente, Perfil Baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, PP

Página 1



### Descrição do Produto

Número de pedido	72.1981
Descrição do artigo	Placa PCR meio rebordo, 96 poço, transparente, Perfil Baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unid./pacote com minialça

### Características do produto

Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	meio rebordo
High profile ou Low profile	Perfil Baixo
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	5 µl - 100 µl
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



### **Dimensões**

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Diâmetro	5.48 mm
Largura do produto	85.4 mm
Altura do produto	17.37 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	9800
Profundidade da caixa interna	270 mm
Largura da caixa interna	230 mm
Altura da caixa interna	96 mm
Profundidade da embalagem externa	282 mm
Largura da embalagem externa	210 mm
Altura da embalagem externa	247 mm
Volume da embalagem externa	0.0146 cbm
Peso do produto	0.014 kg
Peso da embalagem externa	1.75 kg
EAN da caixa interna	4038917573474
EAN da embalagem externa	4038917573467

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

