



Product Specification

Placa PCR meio rebordo, 96 poço, branca, Perfil baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, PP

Page 1



Product description

Order number	72.1982.202
Descrição do artigo	Placa PCR meio rebordo, para LightCycler® 480, 96 poço, branca, Perfil baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, material: PP, otimizado para qPCR, 25 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Indicado para	LightCycler® 480
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	meio rebordo
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	5 µl - 0,1 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Placa PCR meio rebordo, 96 poço, branca, Perfil baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, PP

Size

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Diâmetro	5.38 mm
Largura do produto	85.3 mm
Altura do produto	15.55 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	278 mm
Largura da embalagem externa	208 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.0194 cbm
Peso do produto	0.017 kg
Peso da embalagem externa	2.3 kg
EAN da caixa interna	4038917282017
EAN da embalagem externa	4038917282000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

