




Product Specification

**Placa PCR margem completo, 384 poço,
transparente, Perfil baixo, 40 µl, PCR
Performance Tested, PP**

Page 1



Product description

Order number	72.1984.202
Descrição do artigo	Placa PCR margem completo, 384 poço, transparente, Perfil baixo, 40 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 50 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	margem completo
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	384
Volume de trabalho	2 µl - 40 µl
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Placa PCR margem completo, 384 poço,
transparente, Perfil baixo, 40 µl, PCR
Performance Tested, PP

Page 2

Size

Volume nominal	40 µl
Volume máximo	40 µl
Diâmetro	3.2 mm
Largura do produto	85.5 mm
Altura do produto	9.65 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	5050
Profundidade da embalagem externa	203 mm
Largura da embalagem externa	152 mm
Altura da embalagem externa	254 mm
Volume da embalagem externa	0.0078 cbm
Peso do produto	0.0374 kg
Peso da embalagem externa	2.18 kg
EAN da caixa interna	4038917135016
EAN da embalagem externa	4038917067584

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT