



Especificação do produto
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	72.737.992
Descrição do artigo	Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, vermelho/verde/amarelo/azul/violeta/laranja, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, adequado para qPCR, por cor 500 unid./pacote

Características do produto

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil Alto
Quantidade de poços	1
Volume de trabalho	10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22 °C
Tempo de centrifugação	5 Min

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-28

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana

Página 2

Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Dimensões

Volume nominal 0,2 ml
Volume máximo 200 µl
Diâmetro 7,5 mm
Largura do produto 7,5 mm
Altura do produto 20,65 mm
Comprimento do produto 21,7 mm

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto cores variadas

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 3000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 3000
Unidades por caixa 3000
Unidades por palete 432000
Profundidade da embalagem 323 mm
externa
Largura da embalagem 213 mm
externa
Altura da embalagem externa 145 mm
Volume da embalagem 0,01 cbm
externa
Peso do produto 0,0002 kg
Peso da embalagem externa 0,76 kg
EAN da caixa interna 4038917120197

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-28

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana

Página 3

EAN da embalagem externa 4038917067676

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-28

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT