



Descrição do Produto

Número de pedido	72.982.092
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, até 100 µl, PCR Performance Tested, branca, material: PP, Tampa plana, otimizado para qPCR, 125 unid./pacote

Características do produto

Graduação	não
Tampa	Tampa plana
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil Baixo
Quantidade de poços	8
Volume de trabalho	5 µl - 0,1 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22 °C
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume nominal	0,1 ml
Volume máximo	100 µl
Largura do produto	16,05 mm
Comprimento do produto	76,2 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Número de lote ou de série	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	125
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	125
Unidades por caixa	1250
Unidades por palete	56250
Volume da embalagem externa	0,0299 cbm
Peso do produto	0,0016 kg
Peso da embalagem externa	3,18 kg
EAN da caixa interna	4038917395496
EAN da embalagem externa	4038917395489

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

