




Product Specification

**Placa PCR sem borda, 96 poço, transparente,
Perfil alto, 200 µl, Biosphere® plus, PP**

Page 1



Product description

Order number	72.985
Descrição do artigo	Placa PCR sem borda, 12 cadeias de 8 (72.985.002) inseridas em bandeja de trabalho PCR (95.987.002), 96 poço, transparente, Perfil alto, 200 µl, Biosphere® plus, material: PP, 1 unid./blister

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	12 cadeias de 8 (72.985.002) inseridas em bandeja de trabalho PCR (95.987.002)
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	sem borda
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Placa PCR sem borda, 96 poço, transparente,
Perfil alto, 200 µl, Biosphere® plus, PP

Page 2

Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Volume nominal 0.2 ml
Volume máximo 200 µl
Diâmetro 5.4 mm
Largura do produto 79 mm
Altura do produto 20.7 mm
Comprimento do produto 115 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza Biosphere® plus
Esterilização Esterilização a gás
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 20
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 3360
Profundidade da embalagem 288 mm
externa
Largura da embalagem 218 mm
externa
Altura da embalagem externa 150 mm
Volume da embalagem 0.0094 cbm
externa
Peso do produto 0.0228 kg
Peso da embalagem externa 0.76 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-05

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Placa PCR sem borda, 96 poço, transparente,
Perfil alto, 200 µl, Biosphere® plus, PP

Page 3

EAN da caixa interna 4038917084840
EAN da embalagem externa 4038917003612

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-05

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT