



### Product description

Order number	72.990
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 4 tubos, até 200 µl, Perfil alto, Biosphere® plus, transparente, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, tampa acoplada, adequado para qPCR, 50 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	4
Volume de trabalho	10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	0.2 ml
Volume máximo	200 µl
Diâmetro	5.35 mm
Largura do produto	10.6 mm
Altura do produto	20.65 mm
Comprimento do produto	37.2 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	400
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	400
Unidades por palete	57600
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	97 mm
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.0008 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Cadeia PCR de 4 tubos, 200 µl, Biosphere® plus,**  
**transparente, PP, tampa plana**

**Page 3**

Peso da embalagem externa 0.63 kg  
EAN da caixa interna 4038917084871  
EAN da embalagem externa 4038917030045

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**