



Product description

Order number	72.991.002
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, até 200 µl, Perfil alto, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, tampa acoplada, adequado para qPCR, 120 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	8
Volume de trabalho	10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	0.2 ml
Volume máximo	200 µl
Diâmetro	7.5 mm
Largura do produto	10.2 mm
Altura do produto	20.65 mm
Comprimento do produto	72.4 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	480
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	120
Unidades por caixa	480
Unidades por palete	34560
Profundidade da embalagem externa	358 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0162 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	0.99 kg
EAN da caixa interna	4038917124294
EAN da embalagem externa	4038917067546

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

